

AquaChromTM ECC



**SPECIAL
OFFER**

ระยะเวลาตั้งแต่ วันนี้ - 30/12/2525

ซื้อ AquaCHROM ECC 100 doses (AQ056) สามารถสั่งซื้อ
KIT MPN (CD002203) ไม่เกิน 10 ชุดได้ในราคาส่งลด 20%

ใช้สำหรับตรวจหาเชื้อ และนับจำนวน (MPN method)
Coliform และ E. coli ในน้ำ

- ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก AOAC
- ใช้งานง่าย สะดวก เพียงละลายผงอาหารในตัวอย่างน้ำ 100 ml
- อ่านผลได้ภายใน 18-36 ชม.
- ไม่ต้องใช้ UV lamp ในการอ่านผล เห็นสีชัดเจน
- บ่มได้ทั้งอุณหภูมิห้อง และตู้บ่ม
- เหมาะกับงานภาคสนาม



- ตรวจได้ทั้งแบบพบ/ไม่พบ และ MPN method
- สามารถนับจำนวนเชื้อด้วยวิธี MPN
ตรวจสอบผ่าน 48 well plate

Reading

- E. coli : green to blue-green liquid
- Other coliform : yellow liquid
- Other : colorless or inhibit

Product code

- AquaCHROM ECC (100dose x 100 ml) / AQ056-0001-CA
- AquaCHROM ECC (10dose x 100 ml) / AQ056BA01-CA
- KIT MPN for AquaCHROM ECC / CD002203